


# Attends® Stretch Pants



Attends Stretch Pants est une gamme de sous-vêtements de maintien, à utiliser avec les protections anatomiques Attends, pour assurer maintien et confort et garantir une sécurité optimale.








- 1 Toutes les culottes Attends sont blanches pour plus de discrétion.
- 2 Matériel lycra élasthanne doux pour plus de confort et de soutien et pour un maintien ajusté parfait.
- 3 La bande de couleur sur la ceinture de la culotte permet de reconnaître facilement la bonne taille.
- 4 Une seule couture contribue à assurer que la culotte est correctement alignée et la couture n'entre pas en contact avec la peau, ce qui empêche tout marquage éventuel.
- 5 Les culottes ont des jambes plus longues pour plus de confort, un maintien ajusté et pour contribuer à réduire les fuites.
- 6 Peuvent être lavées jusqu'à 25 fois à 60° C - passage au séchoir possible à température basse.

Pour plus d'informations visitez

[www.attends.fr](http://www.attends.fr) [www.attends.be](http://www.attends.be) [www.attends.ch](http://www.attends.ch)

## Attends Stretch Pants

	Conditionnement sac / carton	EAN 7332152 sac / carton	Tour de hanches (en cm)	Taille jambière (cm)	Couleur ceinture	Matériel
<b>Attends Stretch Pants Small</b> 	15 12	993917 428051	40 - 80	35 - 55	Rouge	Polyamide et élasthanne
<b>Attends Stretch Pants Medium</b> 	15 12	367978 703684	70 - 100	40 - 60	Bleu	Polyamide et élasthanne
<b>Attends Stretch Pants Large</b> 	15 12	246471 503222	90 - 120	45 - 65	Brun	Polyamide et élasthanne
<b>Attends Stretch Pants Extra Large</b> 	15 10	767518 328016	110 - 135	50 - 80	Vert	Polyamide et élasthanne
<b>Attends Stretch Pants Extra Extra Large</b> 	15 10	203071 203088	> 130	> 75	Orange	Polyamide et élasthanne

