


Attends® Contours Regular



Attends - les 10 degrés d'incontinence

Attends Contours Regular 6 - 10 est une gamme de protections anatomiques spécialement conçues pour gérer l'incontinence urinaire sévère et/ou fécale.



- 1 Un voile extérieur blanc imperméable favorisant la rétention du liquide.
- 2 Un indicateur d'humidité qui aide à la bonne pratique des soins et qui disparaît au fur et à mesure de la saturation: ainsi, il peut servir comme guide pour indiquer quand il faut changer la protection.
- 3 Les barrières anti-fuites souples sur toute la longueur de l'entrejambe réduisent les risques de fuites.
- 4 Noyau en forme anatomique pour un ajustement confortable.
- 5 Noyau superabsorbant avec couche d'acquisition pour une meilleure protection contre les fuites, une sécheresse de la peau et une protection anti-odeurs optimale.
- 6 Le niveau d'absorption du produit est imprimé sur le voile extérieur pour faciliter l'identification des produits dans les maisons de repos.

Pour plus d'informations visitez

www.attends.fr www.attends.be www.attends.ch

| | Conditionnement sac / carton | EAN 7332152 sac / carton | Longueur produit (cm) Largeur produit à l'entrejambe (cm) | Voile extérieur | Noyau d'absorption | Voile supérieur | Barrières anti-fuites | Protection Odeur Naturelle | Technologie Quick-Dry |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--|-------------------|--|-----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Attends Contours Regular 6 | 35 4 | 201244 201251 | 58 17.5 | Film polyéthylène | Cellulose et super-absorbants avec couche d'acquisition Quick-Dry | Non-tissé | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attends Contours Regular 7 | 28 4 | 201268 201275 | 58 17.5 | Film polyéthylène | Cellulose et super-absorbants avec couche d'acquisition Quick-Dry | Non-tissé | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attends Contours Regular 8 | 28 4 | 201282 201299 | 64.5 19 | Film polyéthylène | Cellulose et super-absorbants avec couche d'acquisition Quick-Dry | Non-tissé | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attends Contours Regular 9 | 28 4 | 201305 201312 | 70 19.5 | Film polyéthylène | Cellulose et super-absorbants avec couche d'acquisition Quick-Dry | Non-tissé | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attends Contours Regular 10 | 21 4 | 205525 205532 | 78.5 25 | Film polyéthylène | Système double noyau avec cellulose et superabsorbent, avec couche d'acquisition Quick-Dry | Non-tissé | ✓ | ✓ | ✓ |



Quick-Dry

La technologie Quick-Dry est utilisée dans la couche d'acquisition située directement sous le voile de surface. Elle capte et draine rapidement le liquide loin de la peau vers le coeur ultra absorbant de la protection et empêche son retour vers la surface. Elle peut recevoir plusieurs mictions sans que cela n'altère son pouvoir absorbant, ce qui garantit un maintien au sec et une protection contre les fuites exceptionnels.



pH Respectueux de la Peau

La combinaison de la technologie Quick-Dry et du coeur ultra absorbant garantit un pH faible, proche de celui de la peau, ce qui permet de protéger la peau et de la maintenir en bonne santé.



Protection Naturelle Anti-Odeurs

La Protection Naturelle Anti-Odeurs réduit le risque d'odeurs désagréables.



Les protections anatomiques Attends Contours Regular sont testées et approuvées par proDERM, Institut Indépendant de Recherche Dermatologique Appliquée.